

INFORME DE MANTENCIÓN

Departamento Técnico Hanna Instruments

Cliente PROMAIZ**Atención** ANTHONY GREIG**Detalle Equipos**

Código	Descripción	Serie	ID Equipo Cliente	Observaciones
HI 839800	Reactor para tubos de DQO, 220 V.	PML-053		Operativo
HI 839800	Reactor para tubos de DQO, 220 V.	PML-057		Operativo
HI 5222-02	Medidor Profesional de pH/ORP/ISE Sobremesa	02220043991	PML-063	Operativo
HI 98703-02	Medidor de turbidez conforme a EPA con tecnol	E00822415	PML-054	Operativo

En la mantención realizada se desarrollaron los siguientes procedimientos.

Procedimientos generales:

✓	Limpieza interna y externa
-	Limpieza con ultrasonido
✓	Ajuste de terminales y conectores
-	Repaso de puntos de soldadura
-	Cambio de pilas
✓	Aplicación de laca protectora para tarjetas electrónicas
✓	Ajuste electrónico
✓	Actualización GLP
-	Pruebas de funcionamiento software
-	Pruebas de funcionamiento hardware

Procedimientos específicos:

Procedimientos	Equipo
Calibración con soluciones estándar	HI 5222-02 SN: PML-063 - HI 98703-02 SN: PML-054
Calibración electrónica	HI 5222-02 SN: PML-063
Reprogramación	-
Reparación o cambio de tarjetas electrónicas	-
Cambio de electrodos, sondas, otros	-

Procedimientos	Equipo
Cambio de mangueras, sellos, otros	-
Limpieza bombas y buretas	-
Ajuste piezas mecánicas	-

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas fueron:

HI 5222-02 SN: PML-063

HI 5222-02	Simulador	Tolerancia
-1800 mV	1800 mV	+/- 0.2 mV
0.0 mV	0.0 mV	+/- 0.2 mV
1800 mV	1800 mV	+/- 0.2 mV
0.0 °C	0.0 °C	+/- 0.3 °C
50.0 °C	50.0 °C	+/- 0.3 °C
100.1 °C	100.0 °C	+/- 0.3 °C
7.01 pH	7.01 pH	+/- 0.01 pH
4.01 pH	4.01 pH	+/- 0.01 pH
10.01 pH	10.01 pH	+/- 0.01 pH

HI 98703-02 SN: PML-054

HI 98703	Sol. Estándar	Tolerancia
0.07 NTU	0.10 NTU	+/- Menor a 0.10
15.0 NTU	15.0 NTU	+/- 2%
100 NTU	100 NTU	+/- 2%
750 NTU	750 NTU	+/- 2%

HI 839800 PML-053

HI 839800	T. Patrón	Tolerancia
105.8 °C	106.5 °C	+/- 2 °C
151.2 °C	151.8 °C	+/- 2 °C

HI 839800 PML-057

HI 839800	T. Patrón	Tolerancia
105.8 °C	105.5 °C	+/- 2 °C
150.1 °C	150.1 °C	+/- 2 °C

Estado final, recomendaciones y observaciones:

HI 5222-02 SN: PML-063 Se encuentra operativo dentro de las especificaciones técnicas indicadas en el manual de usuario.

HI 98703-02 SN: PML-054 Se encuentra operativo dentro de las especificaciones técnicas indicadas en el manual de usuario.

HI 839800 PML-053 Se encuentra operativo dentro de las especificaciones técnicas indicadas en el manual de usuario.

839800 PML-057 Se encuentra operativo dentro de las especificaciones técnicas indicadas en el manual de usuario

De acuerdo a Norma Chilena

Ley-19496 Todo equipo reparado (sin cambio de repuesto) tienen una garantía efectiva de 30 días corridos desde el momento que le es entregado al cliente con su respectiva Boleta o factura de venta.

Anulación de garantía: Toda garantía es anulada si la falla en el equipo se produce por mala manipulación de parte del cliente, golpe, sobrecarga eléctrica, sulfatación, o cualquier falla por manipulación o responsabilidad atribuible.

Cualquier consulta no dude en llamarnos al fono (2) 8625700 o enviarnos un e-mail al correo ivan@hannachile.com

Agradeciendo su preferencia, se despide atentamente.

Iván Baeza
Departamento Técnico
Hanna Instruments Ltda.

